

Link do produktu: <https://kosmetykaistylizacja.pl/bagietka-do-henny-pk-48-15-p-6760.html>



Bagietka do henny PK 48-15

Cena	20,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	PK48-15
Producent	Hairplay

Opis produktu

Bagietka do henny marki Hairplay.

Specjalistyczna *bagietka do henny Hairplay* jest doskonałym przyrządem do precyzyjnego wykonania zabiegu upiększania oczu w profesjonalnych salonach kosmetycznych. Bagietkę wykonano z nierdzewnej stali chirurgicznej dzięki czemu można ją dezynfekować oraz sterylizować. Narzędzie posiada piękne satynowe wykończenie. Jego zaletą jest brak widocznych odcisków na przyrządzie. *Bagietka do henny marki Hairplay* wyposażono w dwie specjalnie profilowane końce pracujące. Cieńsza łopatką bagietki ma szerokość zaledwie 2 mm. Doskonale sprawdza się zatem w koloryzacji wąskiego łuku brwiowego. Druga łopatką pracująca ma kształt delikatnie zaokrąglonego na rogach prostokąta. Z powodzeniem służy zarówno do nakładania henny, jak i jej rozrabiania w kieliszku. Na uwagę zasługuje również sam uchwyt *bagietki do henny Hairplay*. Model PK 48-15 posiada bardzo delikatne żłobienia zapewniając tym samym pewny chwyt i komfort pracy.

Bagietka do henny Hairplay - parametry:

- w całości wykonana z wysokiej klasy chirurgicznej stali nierdzewnej
- posiada piękne i zarazem praktyczne satynowe wykończenie
- bagietkę wyposażono w bardzo wygodny antypoślizgowy uchwyt długopisowy
- dwustronna
- lekka
- odpowiednio wyważona
- długość całej bagietki wynosi 15 cm
- wymiary cieńszej końcówki 15 x 2 mm
- wymiary szerszej końcówki 25 x 5 mm

Zalety bagietki do henny Hairplay:

Bagietka cechuje się bardzo wygodnym i antypoślizgowym uchwytem. Posiada on specjalne delikatne rowki (żłobienia). W konsekwencji zwiększają one pewność chwytu oraz komfort podczas pracy narzędziem. Z pewnością narzędzie wyróżnia się pięknym i bardzo praktycznym satynowym wykończeniem. Optymalny kształt łopatek oraz długość i doskonałe dopasowanie do dłoni całej bagietki sprawiają, że znajduje ona uznanie wśród profesjonalnych kosmetyczek.

Dezynfekcja i sterylizacja

Bagietkę do henny podobnie jak i narzędzia mogące przerwać ciągłość naskórka należy dezynfekować oraz sterylizować w autoklawach kosmetycznych. Przypominamy, że proces od mycia po sterylizację należy przeprowadzić po każdym użyciu narzędzia.

Skóra łuku brwiowego po przeprowadzonej regulacji posiada mikrouszkodzenia, przez które może dojść do zarażenia różnymi chorobami. Celem dezynfekcji jest zatem maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów. Niestety sam ten proces nie niszczy przetrwalnikowych form mikroorganizmów. Dopiero po prawidłowym przeprowadzeniu zarówno dezynfekcji i sterylizacji możesz mieć pewność, że zachowałeś najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Pamiętaj! Jeżeli poprawnie przeprowadzisz najpierw proces dezynfekcji, a następnie proces sterylizacji otrzymasz gwarancję bezpieczeństwa i higieny zarówno siebie, jak i Twoich pacjentów.