

Link do produktu: <https://kosmetykaistylizacja.pl/chantarelle-m-kwas-kojowy-i-cytrynowy-50-ph-1-7-p-3965.html>



CHANTARELLE M-KWAS KOJOWY I CYTRYNOWY 50% pH 1,7

Cena	249,00 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CP054850
Producent	Chantarelle

Opis produktu

Zakup produktu jest możliwy po przedstawieniu odpowiednich kwalifikacji (certyfikatu ukończonego szkolenia bądź szkoły kosmetycznej) lub dla firm z wpisanym PKD do działalności gospodarczej z zakresu branży kosmetycznej

M-KWAS KOJOWY I CYTRYNOWY 50% pH 1,7

M-Kojic & Citric Acid 50% pH 1.7

M-kwas kojowy i cytrynowy 50% pH 1,7 (kwas kojowy 15% + kwas cytrynowy 35%) - preparat do zabiegu eksfoliacji, redukuje nadmierną keratynizację naskórka, rozjaśnia plamy pigmentacyjne, oczyszcza i wygładza skórę.

Wskazania:

- skóra z przebarwieniami i nierówną pigmentacją
- skóra z dyschromią
- nierówna tekstura i szorstkość naskórka
- skóra mieszana, tłusta, gruba, nie wrażliwa
- skóra zmęczona, szara i niedotleniona

Efekty:

- redukcja nadmiernej keratynizacji naskórka
- rozjaśnienie i eliminacja plam pigmentacyjnych różnej etiologii
- oczyszczenie i wygładzenie skóry
- ochrona przed tworzeniem się nowych przebarwień (blokowanie aktywności tyrozynazy – enzymu odpowiedzialnego za powstawanie przebarwień)
- rozjaśnienie cery, przywrócenie skórze blasku i świeżego wyglądu

Czas zabiegu:

- do 40 min.

Częstotliwość zabiegu:

- 4 zabiegi w serii co 14 dni
- lub jako samodzielny zabieg

Dodatkowe informacje:

Składniki aktywne: kwas kojowy, kwas cytrynowy

Sposób użycia: Zgodnie z procedurą zabiegu. Aplikacja jednowarstwowa M-kwasu kojowego i cytrynowego do 2 min. Aplikacja dwuwarstwowa M-kwasu kojowego i cytrynowego do 1,5 min, a M-kwasu cytrynowego do 1 min.

UWAGA: Może być stosowany poza okresami silnego nasłonecznienia zawsze z wysoką ochroną SPF.

PRODUKT DO UŻYTKU WYŁĄCZNIE PROFESJONALNEGO

Przy wyborze paragonu jako dokumentu sprzedaży prosimy o wysłanie skanu dokumentu potwierdzającego kwalifikację osoby wykonującej zabieg.